



SigNature[®]
molecular ink

V4221M



L'inchiostro molecolare SigNature[®] rappresenta una soluzione ad hoc per ogni singolo cliente, in quanto viene creato con l'aggiunta di un'etichetta (tag) molecolare sicura e univoca.



L'inchiostro molecolare SigNature[®] viene fornito al cliente all'interno di una cartuccia Smart Cartridge[®] sicura.



La cartuccia Smart Cartridge[®] è utilizzabile nelle stampanti a Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ) Videojet 1860M.



È possibile **TAGGARE** i prodotti e i packaging.



È possibile **TESTARE** i prodotti e verificarne l'autenticità in qualunque punto della Supply Chain.



È possibile **TRACCIARE** i prodotti per raccogliere dati sulla "catena di custodia", al fine di assicurarne la massima tracciabilità.

VIDEOJET[®]

Telefono (Italia): +39 02 55376811 | E-mail: info.italia@videojet.com



applieddnasciences

Telefono (USA): +1 631.240.8823 | E-mail (USA): bob.macdowell@adnas.com