



V4221M



Tusz SigNature® jest inny dla każdego klienta i powstaje dzięki użyciu unikatowego, bezpiecznego znacznika molekularnego.



Tusz molekularny SigNature jest dostarczany w bezpiecznych wkładach Smart Cartridge®.



Wkłady SmartCartridge są parowane z drukarką do atramentowego druku ciągłego Videojet 1860M.



OZNAKUJ produkty i opakowania.



SPRAWDŹ wiarygodność w dowolnym punkcie łańcucha dostaw.



ŚLEDŹ dane z łańcucha dowodowego na potrzeby identyfikowalności.



t 887 444 600 | handel.em@videojet.com



t +1.631.240.8823 | bob.macdowell@adnas.com